

Straumann produkt vinder en prestigefyldt medicinsk designpris



Vi er stolte af at kunne meddele, at endnu et Straumann produkt er blevet internationalt anerkendt for sit innovative design og egenskaber, der giver optimale fordele for patienterne. Vor termoplastiske boreskabelon har vundet den prestigefyldte 2007 Medical Design Excellence Award (MDEA), som vil blive overrakt ved en officiel ceremoni i New York i juni måned.

Signifikant større præcision, skabt på blot få minutter

Den termoplastiske boreskabelon fra Straumann® udgør en hurtig, enkel og præcis løsning til sikring af en optimal placering af implantatet. Skabelonen består af et lille titaniumrør (cylinder), lodret indkapslet i et fladt stykke, der består af en speciel polymer (plastmateriale), som bliver fleksibel ved opvarmning og stivner ved afkøling. Inden anvendelsen opvarmes skabelonen i varmt vand og formes over en afstøbningsmodel af patientens tænder, idet cylinderen anbringes parallelt med implantatets planlagte akse. Når polymeren er afkølet og blevet hård, kan skabelonen anvendes i patientens mund med henblik på positionering og styring af implantat-pilotboret, som med stor præcision kan stikkes ind gennem cylinderen. Dette ekstra bidrag til behandlingsmetodens præcision er imponerende, især når man tager i betragtning, at det kun tager ganske få minutter at forberede skabelonen.

Om Medical Design Excellence Award

MDEA er den fornemste pris inden for den medicinske teknologi og samtidig den eneste pris, der udelukkende anerkender nye bidrag og innovation med hensyn til design af medicinske produkter. Produkterne evalueres på basis af deres design og teknologiske egenskaber, inklusive brugerrelaterede funktioner, som forbedrer ydelserne inden for sundhedsplejen samt udgør en forandring med hensyn til traditionelle medicinske anskuelser eller praksis. Prisen for 2007 vil blive overdraget ved Medical Design & Manufacturing East Conference and Exposition i New York den 19. juni 2007.