

## Den nye generation indenfor bortechnologi



### **Straumann® Twist Drill PRO Ø 4.2 mm**

En omhyggelig kirurgisk præparation er særdeles vigtig for at skabe høj primærstabilitet for implantatet. For at opnå en optimal præparation af implantatlejet kræver bor med store diametre en særlig præcis håndtering.

Vi har udviklet Twist Drill PRO Ø 4,2 mm for at forebygge overpræparation af implantatlejet. Den afrundede "flat-end" spids gør det lettere at positionere boret præcist og sikrer samtidigt en korrekt centrering. Den valgte retning bibeholdes gennem hele boreprocessen. Twist Drill PRO Ø 4,2 mm fås i en kort og en lang version.